




Arrow

Standard Percutaneous Sheath Introducer (PSI) Sets

アロー ポリウレタン シース イントロデューサー セット

アロー ポリウレタン シース イントロデューサー セット

製品番号		シースサイズ		適応ガイドワイヤ		包装単位
		内径	有効長	直径	有効長	
AK-09903-JJ	*1	9.0Fr.(3.3mm)	10cm	0.035" (0.89mm)	45cm	5セット/箱
AJ-09801	*1 *2 *3	8.5Fr.(3.1mm)	7cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱
AJ-09886	*1 *3	8.5Fr.(3.1mm)	10cm	0.025" (0.64mm)	45cm	10セット/箱
AJ-09903	*1 *2	9.0Fr.(3.3mm)	8.5cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱
SI-09600	*1 *3	6Fr.(1.9mm)	10cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱
SI-09808	*3	8.0Fr.(2.9mm)	10cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱
SI-09875-E	*1 *3	8.5Fr.(3.1mm)	10cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱
SI-09880-SE	*3	8.5Fr.(3.1mm)	10cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱
SI-09903-E	*1	9.0Fr.(3.3mm)	10cm	0.035" (0.89mm)	45cm	10セット/箱

*1 ツイストロックカテガード *2 ショートタイプ *3 天然ゴムを含みます

承認番号：20200BZY00020000

販売名：アロー ポリウレタン シース イントロデューサー セット

一般的名称：止血弁付カテーテルイントロデューサー

JMDNコード：36079000

クラス分類：II

特定保険医療材料名：001 血管造影用シースイントロデューサーセット

(1)一般用 ①標準型

日本：

製造販売業者：テレフレックスメディカルジャパン株式会社

所在地：〒163-0805 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル5F

カスタマーサービス：0570-055-160 ・ Eメール：infojapan@teleflex.com

www.teleflex.com

Teleflex、Teleflexロゴ、Arrow、Cath-Gardは、米国および/またはその他の国におけるTeleflex Incorporatedまたはその関連会社の商標または登録商標です。本資料の情報は、製品の取扱説明書に代わるものではありません。一部の製品は特定の国において利用できない場合があります。お住まいの地域の代理店にお問い合わせください。改訂日：2023年08月

© 2023 Teleflex Incorporated. 無断複写・転載を禁じます。MCI-101501・REV 0・09 23 PDF TMJ-2459

販売：

Dublin Road・Athlone・Co Westmeath・電話：+353 (0)9 06 46 08 00・ファックス：+353 (0)14 37 07 73・orders.intl@teleflex.com

日本〒163-0805 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル5F

電話：0570-055-160 ファックス：03-6632-3632 Email: infojapan@teleflex.com

www.teleflex.com/japan/jp

Teleflex