




Arrow
Arterial Access
ARROW アーテリアルラインプロダクツ

Modified Seldinger法

難しい動脈アクセスにも使用可能



アロー桡骨／大腿動脈穿刺システム

製品番号	カテーテルサイズ		適応ガイドワイヤ		包装単位
	外径	有効長	直径	有効長	
RA - 04020	20Ga. (1.2mm)	4.45cm	0.018" (0.46mm)	13.7cm	25セット / 箱
RA - 04122	22Ga. (0.9mm)	3.49cm	0.015" (0.38mm)	12.4cm	25セット / 箱
FA - 04018	18Ga. (1.4mm)	10.8cm	0.025" (0.64mm)	24.5cm	25セット / 箱
FA - 04020	20Ga. (1.1mm)	10.8cm	0.018" (0.46mm)	24.0cm	25セット / 箱

認証番号：16300BZY01156000
販売名：ARROW アーテリアルラインプロダクツ
一般的名称：非中心循環系動脈用カテーテル
JMDNコード：10689002

クラス分類：Ⅱ
特定保険医療材料名：003 動脈圧測定用カテーテル
(2) 末梢動脈圧測定用カテーテル

クイックフラッシュ

Seldinger法の利点を生かした直接動脈留置。



アロークイックフラッシュ

製品番号	カテーテルサイズ		適応ガイドワイヤ		包装単位
	外径	有効長	直径	有効長	
RA - 04220	20Ga. (1.2mm)	3.81cm	0.018" (0.46mm)	11cm	25セット / 箱

認証番号：16300BZY01156000

販売名：ARROW アーテリアルラインプロダクツ

一般的名称：非中心循環系動脈用カテーテル

JMDNコード：10689002

クラス分類：II

特定保険医療材料名：003 動脈圧測定用カテーテル

(2) 末梢動脈圧測定用カテーテル

テレフレックスは、医療技術の提供を通して人々の健康と生活の質の向上を目指すグローバル企業です。当社は、患者様と医療機関のお役に立てるよう、満たされていない臨床ニーズを絶え間なく追求するという使命のもと、イノベーションを続けています。当社の製品ラインは血管アクセスやインターベンションアクセス、外科手術、麻酔、心疾患治療、泌尿器治療、救急医療、呼吸管理ケアの分野のソリューションを網羅しています。世界中で働くテレフレックスの社員は、自身の日々の業務が世界に変化をもたらすという理解の下、一致団結しています。詳細は、teleflex.com をご覧ください。

テレフレックスは、Arrow、Deknatel、LMA[®]、Pilling、QuikClot、Rüsch、UroLift、Weckといった信頼できるブランドを展開しています。すべてのブランドが共通の目的を目指しています。

Corporate Office

電話：+1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regional Offices

米国： 電話 +1 919 544 8000, Toll Free 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

ラテンアメリカ： 電話：+1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, 米国

International: 電話：+353 (0) 9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

オーストラリア 1300 360 226

オーストリア +43 (0)1 402 47 72

ベルギー +32 (0)2 333 24 60

カナダ +1 (0)800 387 9699

中国（上海） +86 (0)21 6060 7000

中国（北京） +86 (0)10 6418 5699

チェコ共和国 +420 (0)495 759 111

フランス +33 (0)5 62 18 79 40

ドイツ +49 (0)7151 691 3004

ギリシャ +30 210 67 77 717

インド +91 (0)80 4093 4790

イタリア +39 0362 58911

日本 +81 (0)3 6632 3600

韓国 +82 2 536 7550

メキシコ +52 55 5002 3500

オランダ +31 (0)88 00 215 00

ニュージーランド 0800 601 100

ポーランド +48 22 4624032

ポルトガル +351 225 491 051

シンガポール（SEA直販国以外の国）+65 6439 3000

スロバキア共和国 +421 (0)3377 254 28

南アフリカ +27 (0)11 807 4887

スペイン +34 91 198 84 31

スイス +41 (0)31 818 40 90

英国 +44 (0)1494 53 27 61

詳細は、teleflex.comをご覧ください。

日本：

製造販売業者：テレフレックスメディカルジャパン株式会社

所在地：〒163-0805 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル 5F

カスタマーサービス：0570-055-160 ・Eメール：infojapan@teleflex.com

www.teleflex.com

テレフレックス、テレフレックスのロゴ、Arrow、Arrow Advancer、Cath-Gard、Deknatel、LMA、Pilling、QuickFlash、QuikClot、Rüsch、Weckは、米国またはその他の国々におけるテレフレックス社またはその関連会社の商標、もしくは登録商標です。本資料の情報は、製品の取扱説明書に代わるものではありません。一部の製品は特定の国において利用できない場合があります。お住まいの地域の代理店にお問い合わせください。改訂日：2023年9月
© 2023 Teleflex Incorporated.無断複写・転載を禁じます。